


■ 温湯処理機

湯芽工房



催芽装置付

温湯消毒が終わったら
シャワーボックスを取り付け、
催芽機として使えるので一連の
作業が効率良く行えます。



シャワーボックス

YS-200L



アース
プラグは
4P

YS-500P



アース
プラグは
4P/30A/250V
引掛け型

- ・ 温湯噴射装置により、バラツキのない温湯消毒ができます。
- ・ 微妙な温湯管理ができる、高精度のセンサー（精度±0.5℃）を採用しました。
- ・ ポイントとなる温湯消毒時間もタイマー付で安心です。

型 式	YS-200L	YS-500P	
最大処理量 (kg/回)	消毒時 8/ 催芽時 80	消毒時 16/ 催芽時 200	
機 体 寸 法 (mm)	幅 × 奥行 × 高さ	880 × 860 × 960	1340 × 1110 × 1200
	容器内有効内寸※ (幅 × 奥行 × 高さ)	770 × 530 × 480 (スノコあり有効高さ 360)	1215 × 740 × 532 (スノコあり有効高さ 352)
定 格 電 圧 (V)	三相 200		
定 格 電 流 (A)	9.2	18.5	
定 格 消 費 電 力 (kW)	3.09	50Hz 6.13/60Hz 6.17	
ヒーター容量 (kW)	3.0	6.0	
温度設定範囲 (℃)	1 ~ 35(1℃単位) 36 ~ 65(0.1℃単位)		
電源コード長さ (m)	3.4	5.3	
機 体 重 量 (kg)	58	135	
備 考	タイマー/催芽用シャワーボックス付	タイマー/催芽用シャワーボックス/パトランプ付	

○種籾の比重によっては、最大処理量まで入らない場合があります。

○設定水温より現在水温が高い場合は、下げることはできません。

※樹脂のため、容器内有効内寸の値は多少前後します。